

**Cajas criogénicas, 81 pocillos, PP, esterilizables en autoclave****Tenak****Cajas criogénicas, 81 pocillos, PP, esterilizables en autoclave**

Las cajas están hechas de polipropileno y se pueden utilizar a temperaturas de hasta  $-90^{\circ}\text{C}$ . Son autoclavables a  $+121^{\circ}\text{C}$  durante 20 minutos. Disponen de una cuadrícula de 9x9 celdas para viales criogénicos de 1,0 ml y 2 ml. En las tapas se ha impreso un código alfanumérico para facilitar su identificación.



Code	Description	Packaging
LLG06290855	Cryobox PP, 50 mm, natural 9x9 130 x 130	5 pz.
LLG06290856	Cryobox PP, 50 mm, blue 9x9 130 x 130 x	5 pz.
LLG06290857	Cryobox PP, 50 mm, green 9x9 130 x 130 x	5 pz.
LLG06290858	Cryobox PP, 50 mm, yellow 9x9 130 x 130	5 pz.
LLG06290859	Cryobox PP, 50 mm, red 9x9 130 x 130 x 5	5 pz.
LLG09698708	Cryobox PP, 50 mm, blue 9x9130 x 130 x	1 pz.
LLG09698709	Cryobox PP, 50 mm, green 9x9130 x 130 x	1 pz.
LLG09698710	Cryobox PP, 50 mm, natural 9x9130 x 130	1 pz.
LLG09698711	Cryobox PP, 50 mm, red 9x9130 x 130 x 5	1 pz.
LLG09698712	Cryobox PP, 50 mm, yellow 9x9130 x 130	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**

Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35

[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

