


**Piezas adicionales del lavador de gas, PTFE****BOLA****Piezas adicionales del lavador de gas, PTFE**

Se adaptan a frascos con roscas GL 45 o GLS 80 y un volumen de 100 hasta 5000 ml. Los accesorios para el lavado de gas constan de un cuerpo o elemento base de PTFE con tapón roscado, así como de 2 tubos roscados laterales GL. Dos distribuidores de gas PTFE son también parte del material suministrado así como un tubo ascendente FEP con 300 mm de longitud, que puede ser acortado sin problemas por el usuario a la longitud deseada. Puesto que el medio solamente está en contacto con PTFE y FEP se garantiza una resistencia química casi universal. El éxito especial: El tapón de rosca se puede desplazar independientemente del cuerpo base y la unidad completa se puede separar o aflojar sin desmontar el frasco.



Code	Description	Packaging
LLG09110310	Scrubber adaptor for bottlesGL 45, 2 x	1 pz.
LLG09110311	Scrubber adaptor for bottlesGLS 80, 2 x	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

