


**Estera Infinity Smooth / Infinity Smooth ESD / Infinity Smooth Deluxe**

Estera anti-fatiga de poliuretano. Debido a su superficie cerrada, la estera Infinity Smooth Mat es muy fácil de limpiar y tiene una muy buena resistencia química y a los rayos UV (excepto a los disolventes orgánicos).

- Sólida alfombrilla de estación de trabajo con nódulos rellenos
- Dimensiones 600 x 900 mm
- Bordes biselados
- Sin silicona ni látex
- Propiedades antiestáticas
- Adecuada para su uso en salas limpias de la clase ISO 5
- 6 años de garantía



Code	Description	Packaging
LLG09106368	Mat Infinity Deluxe, black flat knob pro	1 pz.
LLG09106369	Mat Infinity Deluxe, stainless flat knob	1 pz.
LLG09106370	Mat Infinity Deluxe, silver flat knob pr	1 pz.
LLG09106371	Mat Infinity Deluxe, blue flat knob prof	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

