


**Estera Infinity Smooth / Infinity Smooth ESD / Infinity Smooth Deluxe**

Estera anti-fatiga de poliuretano. Debido a su superficie cerrada, la estera Infinity Smooth Mat es muy fácil de limpiar y tiene una muy buena resistencia química y a los rayos UV (excepto a los disolventes orgánicos).

- Sólida alfombrilla de estación de trabajo con nódulos rellenos
- Dimensiones 600 x 900 mm
- Bordes biselados
- Sin silicona ni látex
- Propiedades antiestáticas
- Adecuada para su uso en salas limpias de la clase ISO 5
- 6 años de garantía



Code	Description	Packaging
LLG09106368	Mat Infinity Deluxe, black flat knob pro	1 pz.
LLG09106369	Mat Infinity Deluxe, stainless flat knob	1 pz.
LLG09106370	Mat Infinity Deluxe, silver flat knob pr	1 pz.
LLG09106371	Mat Infinity Deluxe, blue flat knob prof	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

