



Gafas de seguridad uvex x-fit

Uvex Arbeitsschutz GmbH

Gafas de seguridad uvex x-fit

- Gafas de protección clásicas con buena cobertura de toda el área de los ojos
- Peso ligero de sólo 23 gramos
- Innovador diseño de patilla abatible
- Color de la montura: azul o gris transparente
- Completamente libres de metal
- Protección fiable UV 400

Las lentes revestidas uvex **supravision excellence** son antivaho (durante al menos 16 segundos) en el interior, mientras que el exterior ofrece una resistencia extrema a los arañazos y a los productos químicos. Las propiedades antivaho son permanentes incluso después de una limpieza repetida. Las lentes también son fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad gracias a la nanotecnología antiadherente.

Las lentes revestidas uvex **supravision sapphire** son de excelente resistencia a los arañazos.



Code	Description	Packaging
LLG04664173	Safety glasses x-fit color: translucent	1 pz.
LLG04664174	Safety glasses x-fit color: translucent	1 pz.
LLG04664175	Safety glasses x-fit color: translucent	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

