

**Gafas de seguridad uvex x-fit**

Uvex Arbeitsschutz GmbH

**Gafas de seguridad uvex x-fit**

- Gafas de protección clásicas con buena cobertura de toda el área de los ojos
- Peso ligero de sólo 23 gramos
- Innovador diseño de patilla abatible
- Color de la montura: azul o gris transparente
- Completamente libres de metal
- Protección fiable UV 400

Las lentes revestidas uvex **supravisión excellence** son antivaho (durante al menos 16 segundos) en el interior, mientras que el exterior ofrece una resistencia extrema a los arañazos y a los productos químicos. Las propiedades antivaho son permanentes incluso después de una limpieza repetida. Las lentes también son fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad gracias a la nanotecnología antiadherente.

Las lentes revestidas uvex **supravisión sapphire** son de excelente resistencia a los arañazos.



Code	Description	Packaging
LLG04664173	Safety glasses x-fit color: translucent	1 pz.
LLG04664174	Safety glasses x-fit color: translucent	1 pz.
LLG04664175	Safety glasses x-fit color: translucent	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

