

**Micropipetas multicanal Acura[®] electro 956, volumen variable****Socorex****Micropipetas multicanal Acura[®] electro 956, volumen variable**

Los instrumentos motorizados accionados por un microprocesador disponen de un software intuitivo que facilita un acceso rápido a las seis funciones de trabajo y a los distintos volúmenes. Rendimiento metrológico y estabilidad insuperables.

Modos de pipeteado:

- Modo directo: Aspiración y pipeteado del volumen determinado
- Modo invertido: Aspiración en masa, seguida de dosificación de un volumen determinado
- Modo escalonado: Llenado de la pipeta y funcionamiento por etapas
- Modo de dilución: Aspiración de dos o tres volúmenes distintos, retrogradación en una pasada
- Modo táctil: "Inicio-paro-inicio" activación lenta para mediciones de líquidos, valoración y llenado de gel
- Modo mezcla: Flujo de líquido "arriba y abajo"

Propiedades del Acura[®] electro:

- Ergonomía óptima, peso ligero
- Programa de autoaprendizaje fácil e intuitivo
- Pantalla grande, lectura reversible derecha/izquierda
- Batería de intercambio rápido
- Carga rápida, larga autonomía de trabajo
- Eyector de puntas ajustable que se ajusta a la mayoría de las puntas
- Contador de ciclos de pipeteo
- Módulos volumétricos intercambiables
- Dos años de garantía

Material de suministro: Pipeta electrónica con batería de 4,8V, instrucciones de uso y certificado de control de calidad, muestras de puntas de pipeta Qualitix[®], grasa de silicona



Code	Description	Packaging
LLG09411690	Acura® electro 956, multichannel pipett	1 pz.
LLG09411691	Acura® electro 956, mutlichannel pipett	1 pz.
LLG09411692	Acura® electro 956, multichannel pipett	1 pz
LLG09411693	Acura® electro 956, multichannel pipett	1 pz.
LLG09411694	Acura® electro 956, multichannel pipett	1 pz.
LLG09411695	Acura® electro 956, mutichannel pipette	1 pz.
LLG09411696	Acura® electro 956, multichannel pipett	1 pz.
LLG09411697	Acura® electro 956, multichannel pipett	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

