

**Termohigrómetro, TA 100****TFA Dostmann****Termohigrómetro, TA 100**

- Sensor de humedad muy rápido
- Función de punto de rocío y máx./mín.
- Conmutable en °C/°F
- Alarma Hi-Lo con LED rojo de advertencia

Especificaciones**Temperatura****Rango de medición: -40 a +70°C****Resolución de pantalla: 0,1°C****Precisión: ±1°C****Humedad****Rango de medición: 1 a 99% HR****Resolución de pantalla: 0,1%****Precisión: ±4% entre 35 y 75%, rango restante ± 5%****Temperatura de trabajo: -40 a +70°C****Fuente de alimentación: 2 x 1,5 Volt AAA****Dimensiones: 105 x 105 x 44 mm****Peso: 150 gr. (incl. embalaje)**

Code	Description	Packaging
LLG09726405	Thermohygrometer TA 100-40...+70°C, 1..	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

