

**Micropipetas monocanal Acura[®] manual 825/835 Triopack[™], volumen variable**

Disponibles con volumen fijo o variable. La última línea de pipetas Acura[®] manual se ha desarrollado prestando la misma atención al detalle que hizo famosa a la marca durante varias generaciones de instrumentos. Presentando un diseño suave y moderno con una fácil lectura del volumen. También presenta una serie de innovaciones que permiten un pipeteo seguro y fácil de alto rendimiento.

- Activación sin esfuerzo
- Un ajuste de volumen inteligente y fiable
- Pantalla digital de precisión visible en todo momento
- Eyector de puntas ajustable Justip[™] que se ajusta a la mayoría de las puntas
- Sistema de calibración de usuario Swift-set
- Resistencia a los golpes, a la luz UV y al autoclave
- Tres años de garantía

Disponibles nueve paquetes diferentes de hasta 10 ml, cada uno de los cuales contiene tres micropipetas ajustables para cubrir todas las necesidades individuales en cualquier investigación o aplicación de rutina. Disponibles a atractivos precios económicos.



Code	Description	Packaging
LLG09411620	Acura® manual 825 Triopack Cpack of 3/3	1 pz.
LLG09411621	Acura® manual 825 Triopack Jpack of 3/3	1 pz.
LLG09411622	Acura® manual 825 Triopack Mpack of 3/3	1 pz.
LLG09411623	Acura® manual 825 Triopack Ppack of 3/3	1 pz.
LLG09411624	Acura® manual 825 Triopack Spack of 3/3	1 pz.
LLG09411625	Acura® manual 825 Triopack Tpack of 3/3	1 pz.
LLG09411626	Acura® manual 825 Triopack Vpack of 3/3	1 pz.
LLG09411627	Acura® manual 835 Triopack Ypack of 3/3	1 pz.
LLG09411628	Acura® manual 825 Triopack Opack of 3/3	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

