

**Electrodos de pH ScienceLine N 6180 / N 6280****SI Analytics****Electrodos de pH ScienceLine N 6180 / N 6280**

Con vástago de vidrio, sistema de referencia Silamid® y cabezal enchufable.

Especificaciones N 6180 // N 6280

Rango de temperatura: -5 ... 100 °C

Rango de pH: 0 ... 14 pH

Longitud / diámetro: 170 mm / 12 mm // 120 mm / 12 mm

Electrolito: KCl 3 mol/l

Diafragma: Cerámico

Forma de la membrana: Esfera



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09041117 | PH combination electrodesN 6280 with he | 1 pz. |
| LLG09041180 | Electrode N 6180 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

