

**Muestreadores desechables para sólidos, HDPE****Bürkle****Muestreadores desechables para sólidos, HDPE**

En numerosas situaciones, se deben tomar muestras rápidas y libres de contaminación. Los DispoSamplers son perfectos para esta aplicación. Se fabrican en sala limpia, envasados individualmente y siempre listos para su uso. Evite la costosa descontaminación o limpieza de los muestreadores sucios. También hay disponibles versiones esterilizadas por rayos gamma.

MultiDispo: Para polvos y granulados de grano pequeño que fluyen libremente. Fácil vaciado a través de la abertura en el mango.

ZoneDispo: Para polvos y granulados de grano pequeño que fluyen libremente. La muestra recolectada puede ser transportada en un muestreador cerrado.

TargetDispo: Para tomar muestras de polvos y granulados en el punto objetivo.

PowderDispo: Para la toma de muestras transversales de sustancias en polvo o ligeramente cohesivas.

DispoPicker: Para la toma de muestras transversales de polvos y granulados de grano pequeño. Con punta cerrada.

DispoLance: Para la extracción y el llenado directo de polvos y granulados de grano pequeño que fluyen libremente.

MicroDispo: Para polvos de flujo libre y materiales a granel de grano pequeño. Para pequeñas cantidades de muestra (10 ml).



Code	Description	Packaging
LLG06257764	"Disposable sampler 200 ml ""ZoneDispo/2	20 pz.
LLG06259428	Disposable sampler 100 ml PowderDispo	20 pz
LLG06269015	Disposable sampler for solids HDPE	20 pz
LLG06282438	Disposable sampler 200 ml ZoneDispo/2	20 pz
LLG06282439	"Disposable sampler 100 ml ""MultiDisp/2	20 pz.
LLG06282440	"Disposable sampler 100 ml ""MultiDisp/2	20 pz
LLG06282441	"Disposable sampler 200 ml ""MultiDisp/2	20 pz.
LLG06282442	"Disposable sampler 200 ml ""MultiDisp/2	20 pz
LLG06282443	"Disposable sampler 100 ml ""TargetDis/2	20 pz.
LLG06282444	Disposable sampler 100 ml TargetDis/2	20 pz
LLG06282445	"Disposable sampler 200 ml ""TargetDis/2	20 pz.
LLG06282446	Disposable sampler 200 ml TargetDis/2	20 pz
LLG06282452	"Disposable sampler 60 ml ""PowderDisp/2	20 pz.
LLG06282453	"Disposable sampler 60 ml ""PowderDisp/2	20 pz
LLG06282454	"Disposable sampler 60 ml ""DispoPicke/2	20 pz.
LLG06282455	"Disposable sampler 60 ml ""DispoPicke/2	20 pz
LLG06282456	"Disposable sampler 100 ml ""DispoPick/2	20 pz.
LLG06282457	Disposable sampler 100 ml DispoPick/2	20 pz
LLG06282458	"Disposable sampler NW 14mm ""DispoLan/2	20 pz.
LLG06282459	Disposable sampler NW 14mm DispoLan/2	20 pz



Code	Description	Packaging
LLG06282460	"Disposable sampler NW 14mm ""DispoLan/2	20 pz.
LLG06282461	Disposable sampler NW 14mm DispoLan/2	20 pz
LLG07655427	"Disposable sampler 100 ml""ZoneDispo""/	20 pz.
LLG09303728	"Disposable Sampler 10 ml""MicroDispo""/	20 pz.
LLG09303729	Disposable Sampler 10 ml MicroDispo/2	20 pz
LLG09303730	"Disposable Sampler 10 ml ""MicroDispo/2	20 pz.
LLG09303731	Disposable Sampler 10 ml MicroDispo/2	20 pz
LLG09303736	"Disposable sampler 100 ml""PowderDisp/2	20 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

