

**Garrafas LLG, boca ancha, HPDE****LLG Labware****Garrafas LLG, boca ancha, HPDE**

Aptas para alimentos. Con asa para transportar. Ideales para líquidos, polvo y granulado. Calidad muy fuerte y robusta para uso prolongado. Especialmente herméticas gracias a la tapa interior. A través de las asas integradas se puede unir la tapa a la garrafas. Las garrafas se pueden utilizar entre -40°C y $+80^{\circ}\text{C}$. Utilizar sólo en posición vertical.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09139938 | LLG-Bottle (carboy) 5 ltr.Ø 170 x H 350 | 1 pz |
| LLG09139939 | LLG-Bottle (carboy) 10 ltr.Ø 210 x H 42 | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

