

Micropipetas multicanal Acura<sup>®</sup> manual 855, volumen variable

Socorex

**Micropipetas multicanal Acura<sup>®</sup> manual 855, volumen variable**

- Modelos de 8 y 12 canales, hasta 350  $\mu$ l
- Ligeras y perfecto ajuste de la mano
- Fáciles de manejar
- Pantalla digital de precisión visible en todo momento
- Rotación de 360° del módulo volumétrico
- Eyector de puntas ajustable que se adapta a la mayoría de las puntas
- Sistema integrado de calibración del usuario
- Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C / 250 °F
- Tres años de garantía



Code	Description	Packaging
LLG06286775	Acura® manual 855, 10 - 100 µl multic/1	1 pz.
LLG09411630	Acura® manual 855, 0.5 - 10 µlmultichan	1 pz.
LLG09411631	Acura® manual 855, 5 - 50 µlmultichanne	1 pz.
LLG09411632	Acura® manual 855, 20 - 200 µlmultichan	1 pz.
LLG09411633	Acura® manual 855, 40 - 350 µlmultichan	1 pz.
LLG09411634	Acura® manual 855, 0,5 - 10 µlmultichan	1 pz.
LLG09411635	Acura® manual 855, 5 - 50 µlmultichanne	1 pz.
LLG09411636	Acura® manual 855, 20 - 200 µlmultichan	1 pz.
LLG09411637	Acura® manual 855, 40 - 350 µlmultichan	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

