



Termómetro de infrarrojos ScanTemp 410

Termómetro de infrarrojos ScanTemp 410

Termómetro de infrarrojos guiado por láser. Para la medición de temperatura de superficies de forma rápida, sencilla y segura. Manejo sencillo: basta con apuntar hacia la superficie cuya temperatura se desea medir, se pulsa el botón y se lee el valor medido en la pantalla.

Especificaciones

Margen de temperatura: -60 ... 500 °C

Exactitud: -33 ... 500 °C, $\pm 2\%$ del valor medido o 2°C

Tiempo de reacción: 500 ms

Sensibilidad espectral: 7 - 18 μm

Temperatura de trabajo: 0 ... +50°C

Resolución óptica: 11:1

Tipo de láser: puntual

Medidas (largo x ancho x alto): 175 x 39 x 79 mm

Peso: 300 g (incl. envase)

Fuente de alimentación: 2 x AAA Baterías



Code	Description	Packaging
LLG09851919	Digital thermometer ScanTemp 410-33....	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

