

**Accesorios para ThermoStat plus / ThermoMixer plus****Eppendorf****Accesorios para ThermoStat plus / ThermoMixer plus****Características de los bloques intercambiables:**

- Aislamiento térmico excelente, seguro al tocarlo (sin contacto directo con superficies calientes).
- Bloques intercambiables a prueba de contacto para 24 reactores de 0,5, 1,5 o 2,0 ml. Se suministra con una gradilla de trabajo y una batería de refrigeración para enfriamiento rápido a 0°C (en lugar de baño de hielo).
- Bloque intercambiable para placas microtiter de formas Well, inc. placas Deep Well; placa adaptadora para 96 recipientes PCR de 0,2 ml para el bloque intercambiable de placas microtiter.
- Bloque intercambiable para Head Space y otros recipientes de laboratorio con diámetro de 11 a 12 mm, altura 30 a 76 mm.
- CombiBox, bloque intercambiable para la atemperación universal de recipientes de diferentes tamaños; colocación sencilla, sin bloqueo





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

