



Accesorios para Molino A 11 basic

IKA

Accesorios para Molino A 11 basic

A 11.1 Batidor de repuesto: Para pulverizar sustancias con una dureza de Mohs de hasta 6.

A 11.2 Cuchilla: Para pulverizar materiales de molienda suaves y fibrosos.

A 11.3 Batidor: metal duro: Para pulverizar sustancias con una dureza Mohs de hasta 9, recubiertas de carburo de cromo

A 11.4 Recipiente de molienda, 250 ml: Hecho de policarbonato con entrada de acero inoxidable. No apto para enfriar con N₂, sólo aplicable con doble batidor A 11.6.

A 11.5 Recipiente de molienda de repuesto, 80ml: Hecho de Tefcel (PTFE, reforzado con fibra de vidrio) con entrada de acero inoxidable. Excelente resistencia a los productos químicos y a las bajas temperaturas (- 200 °C).

A 11.6 Batidor doble: Para uso hasta la dureza de Mohs 3. Sólo aplicable con la cámara de molienda A 11.4.

A 11.7 Embudo: Evita las salpicaduras vertiendo nitrógeno líquido en la cámara de molienda A 11.5.



Code	Description	Packaging
LLG09737805	Grinding chamber A 11.4for A11 basic	1 pz.
LLG09737806	Cutting blade A 11.2for A11 basic	1 pz.
LLG09737807	A 11.3 Beater for A11 basic	1 pz.
LLG09737815	Spare beater A 11.1for A 11 basic	1 pz.
LLG09737816	Spare grinding chamber A 11.580 ml	1 pz.
LLG09737817	A 11.6 Double beater for A11basic	1 pz.
LLG09737818	Funnel A 11.7for A11 basic	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

