



## Accesorios para Molino A 11 basic

IKA

**Accesorios para Molino A 11 basic**

**A 11.1 Batidor de repuesto:** Para pulverizar sustancias con una dureza de Mohs de hasta 6.

**A 11.2 Cuchilla:** Para pulverizar materiales de molienda suaves y fibrosos.

**A 11.3 Batidor:** metal duro: Para pulverizar sustancias con una dureza Mohs de hasta 9, recubiertas de carburo de cromo

**A 11.4 Recipiente de molienda, 250 ml:** Hecho de policarbonato con entrada de acero inoxidable. No apto para enfriar con N<sub>2</sub>, sólo aplicable con doble batidor A 11.6.

**A 11.5 Recipiente de molienda de repuesto, 80ml:** Hecho de Tefcel (PTFE, reforzado con fibra de vidrio) con entrada de acero inoxidable. Excelente resistencia a los productos químicos y a las bajas temperaturas (- 200 °C).

**A 11.6 Batidor doble:** Para uso hasta la dureza de Mohs 3. Sólo aplicable con la cámara de molienda A 11.4.

**A 11.7 Embudo:** Evita las salpicaduras vertiendo nitrógeno líquido en la cámara de molienda A 11.5.



Code	Description	Packaging
LLG09737805	Grinding chamber A 11.4for A11 basic	1 pz.
LLG09737806	Cutting blade A 11.2for A11 basic	1 pz.
LLG09737807	A 11.3 Beater for A11 basic	1 pz.
LLG09737815	Spare beater A 11.1for A 11 basic	1 pz.
LLG09737816	Spare grinding chamber A 11.580 ml	1 pz.
LLG09737817	A 11.6 Double beater for A11basic	1 pz.
LLG09737818	Funnel A 11.7for A11 basic	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

