

**Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho, DURAN[®]****DURAN Group****Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho, DURAN[®]**

DIN ISO 1773. Con graduaciones aproximadas y reborde. La distribución uniforme del espesor de la pared hace que estos vasos de precipitados sean ideales para aplicaciones de calefacción. Los frascos Erlenmeyer son muy adecuados para la mezcla, debido a su forma cónica. Vidrio tipo I / vidrio neutro según USP, EP y JP. Autoclavable. Con código de rastreo (Identificación de lote), certificado disponible a través de Internet.



Code	Description	Packaging
LLG06234510	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz
LLG09141014	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz
LLG09141017	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz
LLG09141024	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz
LLG09141028	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz
LLG09141032	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz
LLG09141036	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz
LLG09141039	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz
LLG09141044	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz
LLG09141053	Erlenmeyer flask 800ml narrow-neck 1 pz	1 pz
LLG09141054	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz
LLG09141063	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz
LLG09141068	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz
LLG09141073	Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,ca	1 pz





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

