

**Matraces Erlenmeyer, DURAN[®] con cierre de rosca****DURAN Group****Matraces Erlenmeyer, DURAN[®] con cierre de rosca**

Con cuello de rosca DIN, tapa de rosca PBT (autoclavable hasta 180 °C), y graduaciones aproximadas. El matraz es adecuado para el almacenamiento y el cultivo. Vidrio tipo I / vidrio neutro según USP, EP y JP. Autoclavable; deshacer la tapa antes de la autoclave. Con código de rastreo (Identificación del lote). Certificado por Internet.



Code	Description	Packaging
LLG09141224	Erlenmeyer flasks,DURAN®,with screw cap	1 pz
LLG09141236	Erlenmeyer flasks,DURAN®,with screw cap	1 pz
LLG09141244	Erlenmeyer flasks,DURAN®,with screw cap	1 pz
LLG09141254	Erlenmeyer flasks,DURAN®,with screw cap	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

