

**Matraces Erlenmeyer con cuello de rosca, PP****VITLAB****Matraces Erlenmeyer con cuello de rosca, PP**

Altamente transparentes, de boca ancha, también se pueden utilizar con tapones NS (no incluidos).

Aptos para el almacenamiento y cultivo de cultivos celulares.

Más seguros que los frascos de vidrio para uso en los agitadores de incubadora debido a la resistencia a la rotura del plástico. Aptos para microondas.

Para conservar las marcas, no limpiar a temperaturas superiores a 60°C.

Producto apto para uso alimentario según la Directiva CE nº 10/2011.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

