



## Fascos resistentes al vacío, PP, con tapón a rosca, PP

### Fascos resistentes al vacío, PP, con tapón a rosca, PP

Con tapón de rosca de PP blanco y juntas de TPE. El frasco más duradero de Nalgene. Frasco grande y de paredes gruesas con boca ancha para un servicio extra resistente. Soporta la aplicación de vacío total durante 24 horas a 20°C. A prueba de fugas. Autoclavable.



Code	Description	Packaging
LLG07048062	Bottle for highest demand1l, PP	1 pz.
LLG07048063	Bottles PP 2LScrew caps, white PP 38-43	1 pz.
LLG07048064	Bottiglie per alto vuoto, PP Tipo 2126	1 pz.
LLG07048065	Bottiglie per alto vuoto, PP Tipo 2126	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

