



Frascos resistentes al vacío, PP, con tapón a rosca, PP

Frascos resistentes al vacío, PP, con tapón a rosca, PP

Con tapón de rosca de PP blanco y juntas de TPE. El frasco más duradero de Nalgene. Frasco grande y de paredes gruesas con boca ancha para un servicio extra resistente. Soporta la aplicación de vacío total durante 24 horas a 20°C. A prueba de fugas. Autoclavable.



Code	Description	Packaging
LLG07048062	Bottle for highest demand1l, PP	1 pz.
LLG07048063	Bottles PP 2LScrew caps, white PP 38-43	1 pz.
LLG07048064	Bottiglie per alto vuoto, PP Tipo 2126	1 pz.
LLG07048065	Bottiglie per alto vuoto, PP Tipo 2126	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

