



Fascos de boca ancha con cuello GLS 80<sup>®</sup>, DURAN<sup>®</sup>, transparentes, con tapón de rosca

DURAN Group

### Fascos de boca ancha con cuello GLS 80<sup>®</sup>, DURAN<sup>®</sup>, transparentes, con tapón de rosca

Frasco de laboratorio con cuello ancho GLS80<sup>®</sup> (80 mm de diámetro). Vidrio neutro/tipo 1 conforme a USP/EP. Con tapón de rosca de PP y aro de vertido (esterilizable y resistente a temperaturas de hasta 140°C). Con tapón de liberación rápida que permite que el frasco se abra fácilmente y se cierre con un mínimo de giros. El cuello ancho es ideal para cualquier aplicación con polvos o granulados, lo que permite un llenado y vaciado más sencillos. La rosca especial garantiza la abertura en menos de un giro. Con código Retrace (identificación del lote). Certificado disponible via Internet.



Code	Description	Packaging
LLG09071896	Laboratory glass bottle 250 ml, clearDU	1 pz
LLG09071966	Laboratory glass bottle 3500 ml, clearD	1 pz
LLG09284510	thread bottle 500 ml, wide neckwith GLS	1 pz
LLG09284511	thread bottle 1.000 ml, wide neckwith G	1 pz
LLG09284512	thread bottle 2.000 ml, wide neckwith G	1 pz
LLG09284513	thread bottle 5.000 ml, wide neckwith G	1 pz
LLG09284514	thread bottle 10.000 ml, wide neckwith	1 pz
LLG09284515	thread bottle 20.000 ml, wide neckwith	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

