




### Cámara de electroforesis MultiSUB Choice

La serie MultiSUB de unidades de gel horizontales ofrece la solución más versátil para la electroforesis de gel de agarosa de ADN y ARN disponible actualmente. Los tanques están moldeados por inyección y, por lo tanto, no presentan fugas. Están equipados con electrodos de platino de alta calidad. Cada unidad viene con una variedad de tamaños de bandejas de gel y peines con código de colores, lo que proporciona una gran flexibilidad para el usuario. Las barreras de fundición suministradas con las unidades ofrecen una solución sencilla y sin fugas para la fundición de los geles.

Tamaño del gel: 15 x 15 cm. Una cámara multilateral para la separación rápida de ácidos nucleicos y fragmentos de restricción en el gel de agarosa. Adecuado para recogidas de muestras. Dispone de bandejas complementarias de 15 x 10 cm y de 15 x 7 cm.

- Peines con código de colores 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm
- 3, 4 o 6 posiciones del peine para un máximo de 210 muestras
- Tampón de bajo volumen: 500 ml
- Fundición de gel simple usando las barreras de fundición del gel



### Material de suministro:

MultiSUB Choice 7: bandeja UV 15 x 7 cm, 2 peines de 20 dientes.

MultiSUB Choice 10: bandeja UV 15 x 10 cm, 2 peines de 20 dientes.

MultiSUB Choice 15: bandeja UV 15 x 15 cm, 2 peines de 20 dientes.

MultiSUB Choice Trio: bandeja UV 15 x 7, 10 and 15 cm, 2 peines de 20 dientes.

MultiSUB Choice Trio 15: bandeja UV 15 x 15 cm, 2 peines de 20 dientes.

MultiSUB Choice Stretch 20: bandeja UV 15 x 20 cm, 4 peines de 28 dientes.

MultiSUB Choice Stretch 25: bandeja UV 15 x 25 cm, 4 peines de 28 dientes.

Cada modelo dispone adicionalmente de guías de carga y barreras de fundición de gel.

### Especificaciones

**Dimensiones de la unidad (An x L x Alt): 26,5 x 17,5 x 9 cm**

**41 x 17,5 x 9 cm (modelos Stretch)**

**Máx. muestras: Bandeja 15 x 7 cm - 70 muestras**



**Bandeja 15 x 10 cm - 140 muestras**  
**Bandeja 15 x 15 cm - 210 muestras**  
**Bandeja 15 x 20 cm - 280 muestras**  
**Bandeja 15 x 25 cm - 350 muestras**  
**Volumen del tampón: 500 ml**  
**1000 ml (modelos Stretch)**

<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
LLG06239273	multiSUB choice Trio 150x71 & 150 mmUV-	1 pz.
LLG07655972	multiSUB choice, 150x100 mmUV tray, 2 c	1 pezzo
LLG09584651	multiSUB choice, 150x150 mmUV tray, 2 x	1 pz.
LLG09584663	MultiSUB Choice Type MSCHOICEST20 Descr	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09584664	MultiSUB Choice Type MSCHOICEST25 Descr	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

