



## Cassettes para radiografías

### Cassettes para radiografías

Diseño estándar con revestimiento de plomo y tapa a presión.

-Fácil de abrir, fácil de cerrar con una suave presión.

-Soporte firme y consistente para las películas a través de una forma especial: base preformada con perfil convexo.

-Base flexible de aluminio puro (Absorción 1,2mm Valor Al-) flim procesada en marcos


-Base de aluminio recubierta de pintura resistente a los impactos

-Marco de aluminio anodizado

-Espuma elástica para la protección de la película

-Específicamente diseñado para la autorradiografía a 70°C

Usen nuestras películas de refuerzo en el rango de sensibilidad azul con estos cassettes de rayos X.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

