

**Soportes para micropipetas monocanal LLG, PMMA****LLG Labware****Soportes para micropipetas monocanal LLG, PMMA**

Blancos, de plástico estable (PMMA), grado industrial. Las pipetas pueden ser colocadas y extraídas cómodamente gracias a su posición ergonómica. Alturas ajustables.

Se adaptan a todas las clases de pipetas.



Code	Description	Packaging
LLG09280011	LLG-Rack for 6 micropipetteswhite	1 pz
LLG09280014	LLG-Rack for 4 micropipetteswhite	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

