



Rotores de agitación de cuchillas diagonales, 4 cuchillas, acero inoxidable 1.4404

Rotores de agitación de cuchillas diagonales, 4 cuchillas, acero inoxidable 1.4404

El rotor de agitación de 4 hojas diagonales proporciona un flujo axial y produce fuerzas de corte cada vez mayores a velocidades de agitación más altas. Se recomienda para operaciones de velocidad media a alta.

Otros tamaños disponibles a petición.



Code	Description	Packaging
LLG09197006	Propeller stirrer R 1342, 4-bladedstirr	1 pz.
LLG09197009	Propeller stirrer R 1345, 4-bladedstirr	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

