

**Rotores de agitación de cuchillas diagonales, 4 cuchillas, acero inoxidable 1.4404****Rotores de agitación de cuchillas diagonales, 4 cuchillas, acero inoxidable 1.4404**

El rotor de agitación de 4 hojas diagonales proporciona un flujo axial y produce fuerzas de corte cada vez mayores a velocidades de agitación más altas. Se recomienda para operaciones de velocidad media a alta.

Otros tamaños disponibles a petición.



Code	Description	Packaging
LLG09197006	Propeller stirrer R 1342, 4-bladedstirr	1 pz.
LLG09197009	Propeller stirrer R 1345, 4-bladedstirr	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

