



Agitadores de hélice, 3 palas, acero inoxidable 1.4305

Agitadores de hélice, 3 palas, acero inoxidable 1.4305

Los agitadores de 3 palas producen un flujo axial y reducen las fuerzas de corte a un mínimo, incluso a unas velocidades de agitación elevadas, gracias a su diseño optimizado. Recomendados para medios que funcionan a elevada velocidad.

Otros tamaños disponibles bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG09197021	Propeller stirrer R 1381, 3-bladedstirr	1 pz.
LLG09197022	Propeller stirrer R 1382, 3-bladedstirr	1 pz.
LLG09197023	Propeller stirrer R 1385, 3-bladedstirr	1 pz.
LLG09197024	Propeller stirrer R 1388, 3-bladedSsirr	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

