



## Agitadores de hélice, 3 palas, acero inoxidable 1.4305

### Agitadores de hélice, 3 palas, acero inoxidable 1.4305

Los agitadores de 3 palas producen un flujo axial y reducen las fuerzas de corte a un mínimo, incluso a unas velocidades de agitación elevadas, gracias a su diseño optimizado.

Recomendados para medios que funcionan a elevada velocidad.

Otros tamaños disponibles bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG09197021	Propeller stirrer R 1381, 3-bladedstirr	1 pz.
LLG09197022	Propeller stirrer R 1382, 3-bladedstirr	1 pz.
LLG09197023	Propeller stirrer R 1385, 3-bladedstirr	1 pz.
LLG09197024	Propeller stirrer R 1388, 3-bladedSsirr	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

