

**Agitadores de turbina, 3 palas con anillo guía, acero inoxidable 1.4305****Agitadores de turbina, 3 palas con anillo guía, acero inoxidable 1.4305**

El agitador de turbina de 3 palas produce un flujo axial; el anillo guía que rodea las palas reduce las fuerzas de corte, y ofrece protección al entrar en contacto con la pared o el fondo del recipiente. Recomendado para operaciones de media y alta velocidad.



Code	Description	Packaging
LLG09197030	Turbine stirrer R 1311stirrer Ø, shaft	1 pz.
LLG09197031	Turbine stirrer R 1312stirrer Ø, shaft	1 pz.
LLG09197032	Turbine stirrer R 1313stirrer Ø, shaft	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

