



Agitadores de disolución, acero inoxidable 1.4404

Agitadores de disolución, acero inoxidable 1.4404

El agitador de disolución crea un flujo radial con alta turbulencia. La mezcla es atraída de arriba a abajo. Se crean altas fuerzas de corte en el disco de disolución, lo que proporciona una reducción efectiva de partículas.

Recomendado para operaciones de velocidad media a alta.



Code	Description	Packaging
LLG09197001	Dissolver stirrer R 1300	1 pz.
LLG09197003	Dissolver stirrer R 1302Stirrer Ø, Shaf	1 pz.
LLG09197007	Dissolver stirrer R 1303Stirrer Ø, Shaf	1 pz.
LLG09779322	Dissolver stirrer DS 1, Ø 30x8 waveleng	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

