



## Agitador centrífugo, 2 palas, acero inoxidable 1.4305

### Agitador centrífugo, 2 palas, acero inoxidable 1.4305

Las palas plegables de este agitador centrífugo de 2 palas se abren con una velocidad creciente, lo que permite su uso con vasos de cuello estrecho. El efecto de agitación que proporciona es similar al de un agitador de pala inclinada estándar. Recomendado para operaciones de velocidad media a alta.



Code	Description	Packaging
LLG09197011	Fly vane stirrer R 1352stirrer Ø, shaft	1 pz.
LLG09197013	R 1355 fly vane stirrerStirrer Ø, Shaft	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

