



## Agitadores de ancla, acero inoxidable

### Agitadores de ancla, acero inoxidable

El rotor en forma de ancla crea un flujo tangencial y altas fuerzas de corte entre la pared del recipiente y las palas agitadoras. Este agitador es especialmente adecuado para fluidos de viscosidad media a alta. Se recomienda para operaciones de baja velocidad.



Code	Description	Packaging
LLG09197033	Anchor stirrer R 1330Stirrer Ø, Shaft Ø	1 pz.
LLG09197034	Anchor stirrer R 1331Stirrer Ø, Shaft Ø	1 pz.
LLG09197036	Anchor stirrer R 1333Stirrer Ø, Shaft Ø	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

