



Agitadores de ancla, acero inoxidable

Agitadores de ancla, acero inoxidable

El rotor en forma de ancla crea un flujo tangencial y altas fuerzas de corte entre la pared del recipiente y las palas agitadoras. Este agitador es especialmente adecuado para fluidos de viscosidad media a alta. Se recomienda para operaciones de baja velocidad.



Code	Description	Packaging
LLG09197033	Anchor stirrer R 1330Stirrer Ø, Shaft Ø	1 pz.
LLG09197034	Anchor stirrer R 1331Stirrer Ø, Shaft Ø	1 pz.
LLG09197036	Anchor stirrer R 1333Stirrer Ø, Shaft Ø	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

