

**Dispositivo de acoplamiento flexible**

IKA

Dispositivo de acoplamiento flexible

Requerido para tareas de agitación con varillas de vidrio. El acoplamiento flexible compensa cualquier variación estructural.

Rango de sujeción:

Par máx.: 6 a 10 mm

10 Ncm



| Code | Description | Packaging |
|-------------|------------------------|-----------|
| LLG09197060 | Flexible coupling FK 1 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

