

**Termómetros de propósito general LLG, relleno verde****LLG Labware****Termómetros de propósito general LLG, relleno verde**

Vidrio, vástago macizo, con lazo, dorso blanco. Termómetro respetuoso con el medio ambiente, con relleno biodegradable de alcohol verde.



Code	Description	Packaging
LLG09235275	LLG-Thermometers -10/0...+110:1°C, soli	1 pz
LLG09235276	LLG-Thermometers -10/0...+110:0,5°C, so	1 pz
LLG09235277	LLG-Thermometers -10/0...+150:1°C, soli	1 pz
LLG09235278	LLG-Thermometers -10...+250ml:2°C, soli	1 pz
LLG09235279	LLG-Thermometers -10...+360:2°C, solid	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

