



Aros soporte para frascos, "BiBase", elastómero de silicona

Aros soporte para frascos, "BiBase", elastómero de silicona

Azules. De doble cara. Se apoyan firmemente en el banco para sostener matraces de fondo redondo.

- Resistentes a la oxidación y a temperaturas de -60 a 200°C
- Muy suaves y fáciles de limpiar
- Resistentes a los productos químicos
- Buen aislamiento térmico y eléctrico
- Excelente adhesión con el vidrio
- Antideslizantes



Code	Description	Packaging
LLG09143035	Flask rings,silicone elastomer,for 50 -	1 pz.
LLG09143036	Flask rings,silicone elastomer,for 500	1 pz.
LLG09143037	Flask rings,silicone elastomer,for 2000	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

