



## Aros soporte para frascos, "BiBase", elastómero de silicona

### Aros soporte para frascos, "BiBase", elastómero de silicona

Azules. De doble cara. Se apoyan firmemente en el banco para sostener matraces de fondo redondo.

- Resistentes a la oxidación y a temperaturas de -60 a 200°C
- Muy suaves y fáciles de limpiar
- Resistentes a los productos químicos
- Buen aislamiento térmico y eléctrico
- Excelente adhesión con el vidrio
- Antideslizantes



Code	Description	Packaging
LLG09143035	Flask rings,silicone elastomer,for 50 -	1 pz.
LLG09143036	Flask rings,silicone elastomer,for 500	1 pz.
LLG09143037	Flask rings,silicone elastomer,for 2000	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

