

**Registrador de datos EBI 20-T1 / EBI 20-TE1**

ebro

Registrador de datos EBI 20-T1 / EBI 20-TE1

Aplicaciones:

- Transporte
- Monitorización de almacenamiento
- Zonas frigoríficas y cámaras frigoríficas

Características:

- Impermeable
- Alarma visual
- Valores máx. / mín. en la pantalla
- Almacena 40000 lecturas, que se pueden leer en cualquier momento
- Batería reemplazable

Material de suministro:**EBI 20-T1:** Registrador de temperatura**EBI 20-T1-Set:** Registrador de temperatura, software de evaluación, interfaz**EBI 20-TE1:** Registrador de temperatura con sonda externa**EBI 20-TE1-Set:** Registrador de temperatura con sonda externa, software de evaluación, interfaz**Especificaciones****Rango de medición de la temperatura:** -30 a +70 °C**Precisión de la temperatura:** $\pm 0,5$ °C (-20 a +40 °C); $\pm 0,8$ °C para el resto del rango de medición**Resolución de la temperatura:** 0,1 °C**Memoria:** 40000 valores**Sensor:** NTC**Temperatura de trabajo:****Temperatura de almacenamiento:** -30 a +70 °C

-40 a +70 °C

Período de medición: de 1 minuto a 24 horas**Modo de medición:** Medición inmediata del lazo, medición desde el punto de inicio, inicio inmediato hasta que la memoria esté llena, inicio/parada de la medición, inicio al presionar el botón**Fuente de alimentación:** 3 V litio (CR 2450), puede ser reemplazada por el usuario**Grado de protección:** IP 67**Carcasa:** ABS**Dimensiones:** 69 x 48 x 22 mm**Peso:** 45 g aprox.

Code	Description	Packaging
LLG06228382	Temperatur-Logger EBI-20-TE1with extern	1 pz.
LLG06240382	Temperature logger EBI-20-TE1-SetLogger	1 pz.
LLG09908069	Temperature logger EBI-20-T1with intern	1 pz.
LLG09908073	Starter set EBI-20 T1-Set(temperature l	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

