

**Trampa fría con vaso Dewar, vidrio de borosilicato 3.3****KGW****Trampa fría con vaso Dewar, vidrio de borosilicato 3.3**

Las trampas frías con frascos de Dewar están hechas de vidrio de borosilicato 3.3 DIN/ISO 3585 para sostener el LN2 para aplicaciones de vacío. Los frascos están aislados al vacío y plateados. Están recubiertos con una chapa de metal, revestidos de azul para su protección y tienen un collarín anular de plástico, en el que se introduce la trampa fría. Por lo tanto, no se necesita ningún apoyo adicional para la trampa fría. El matraz Dewar tiene una capacidad teórica de refrigerante de 1,0L o 2,0L respectivamente. La trampa fría tiene una capacidad teórica de condensado de 150 ml o 250 ml respectivamente.

Material de suministro: Trampa fría, matraz Dewar, anillo de plástico.

Tipo de Dewar 12C/18C: ver no. 9.032.024 / 9.032.030

Modelos de Uniones de trampas frías:

S29 = juntas esféricas

GL18 = cabeza de tornillo de vidrio con PTFE oliva 10mm

O 29 = juntas esféricas S29 con junta tórica

El conjunto estándar está diseñado para ser usado con LN2 como refrigerante. Si utiliza CO2 y acetona, por favor pida la rejilla de CO2 por separado (Dewar Tipo 12 C código 9.032 081 y Dewar Tipo 18 C código 9.032 082).



Code	Description	Packaging
LLG09032065	Cold trap KF 29-Kcomplete with dewar fl	1 pz.
LLG09032066	Cold trap KF 29-OKcomplete with dewar f	1 pz.
LLG09032067	Cold trap KF 29-GLcomplete with dewar f	1 pz.
LLG09032068	Cold trap KFL 29-Kcomplete with dewar f	1 pz.
LLG09032069	Cold trap KFL 29-OKcomplete with dewar	1 pz.
LLG09032070	Cold trap KFL 29-GLcomplete with dewar	1 pz.
LLG09032071	Cold trap KF 29-K-Acomplete with dewar	1 pz.
LLG09032072	Cold trap KF 29-OK-Acomplete with dewar	1 pz.
LLG09032073	Cold trap KF 29-GL-Acomplete with dewar	1 pz.
LLG09032074	Cold trap KFL 29-K-Acomplete with dewar	1 pz.
LLG09032075	Cold trap KFL 29-OK-Acomplete with dewa	1 pz.
LLG09032076	Cold trap KFL 29-GL-Acomplete with dewa	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

