

**Criotermostato de circulación series Economy y High Tech****JULABO****Criotermostato de circulación series Economy y High Tech**

La nueva serie CF ofrece un baño compacto. De pequeñas dimensiones, las unidades pueden colocarse en cualquier superficie. Todos los modelos ofrecen una capacidad calefactora de 2 kW y seguridad de clase 3 de acuerdo a la norma DIN12876-1. La temperatura ambiente máxima de 40 °C así como el ventilador refrigerador permiten posicionar varias unidades juntas, con otros equipos o directamente bajo una vitrina de gases. Además, todos los modelos disponen de conexiones para aplicaciones externas y una apertura del baño para el control de temperatura de pequeños objetos. Las partes húmedas están hechas de acero inoxidable o plástico de alta calidad. Los instrumentos incorporan un Microprocesador electrónico que ofrece estabilidad en temperaturas altas así como funciones de advertencia y seguridad.

Economy line CF30, CF40

- Diseño ergonómico y de fácil manejo
- Compacto, requiere mínimo espacio
- Teclado a prueba de salpicaduras
- Display de temperatura grande
- Control de temperatura exacto
- Conexión a PC con interfaz RS232
- Interruptor por alta temperatura ajustable
- Clasificación 3 de acuerdo a DIN12876-1
- Conexiones para aplicaciones externas
- Apertura del baño para el control de pequeños objetos.
- Drenaje frontal

**HighTech line CF31, CF41**

Como el Economy line y además:

- Display interactivo VFD
- Control de temperatura en cascada de precisión
- Conexión a PC con interfaz RS232/RS485
- Bomba de extracción ajustable electrónicamente
- Conexión a sensor externo Pt100
- Programador integrado con 6 x 60 pasos de programa
- Sistema de advertencia para bajo nivel de líquido
- 3 puntos de calibración
- Dispositivo TCF de control de temperatura



Code	Description	Packaging
LLG09858086	Refrigerating circulating thermostat CF	1 pz.
LLG09858087	Refrigerating circulating thermostat CF	1 pz.
LLG09858088	Refrigerating circulating thermostat CF	1 pz.
LLG09858089	Refrigerating circulating thermostat CF	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

