

**Refrigerador de circulación, serie FL****JULABO****Refrigerador de circulación, serie FL**

- El rango de temperatura de trabajo cubre de -20°C a +40°C, la estabilidad de temperatura del control PID es de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de red integrado
- Gran pantalla LED brillante
- Control de temperatura PID de microprocesador fiable
- Indicador del nivel de llenado
- Potentes bombas de inmersión, adecuadas para un funcionamiento continuo
- Temperatura permisible dentro de la línea de retorno: +80°C máx.
- Fácil de llenar desde la parte superior con una tapa protectora con bisagras
- Protección del bajo nivel de líquido con una señal de alarma visual y sonora
- Tanques de baño de acero inoxidable
- Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
- Drenaje frontal
- No hay ventilación lateral
- Interfaz RS232 para conexión a PC
- Clase de protección de entrada según IEC 529: IP21
- Indicador de presión
- Bypass ajustable para la presión de la bomba



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09698530 | Recirculating cooler FL300Temp.-Range: | 1 pz. |
| LLG09698531 | Recirculating cooler FL601Temp.-Range: | 1 pz. |
| LLG09698532 | Recirculating cooler FL1201Temp.-Range: | 1 pz. |
| LLG09698533 | Recirculating cooler FL1203Temp.-Range: | 1 pz. |
| LLG09698534 | Recirculating cooler FL1701Temp.-Range: | 1 pz. |
| LLG09698535 | Recirculating cooler FL1703Temp.-Range: | 1 pz. |
| LLG09698536 | Recirculating cooler FL2503Temp.-Range: | 1 pz. |
| LLG09698537 | Recirculating cooler FL2505Temp.-Range: | 1 pz. |
| LLG09698538 | Recirculating cooler FL4003Temp.-Range: | 1 pz. |
| LLG09698539 | Recirculating cooler FL4006Temp.-Range: | 1 pz. |
| LLG09698540 | Recirculating cooler FL7006Temp.-Range: | 1 pz. |
| LLG09698541 | Recirculating cooler FL11006Temp.-Range | 1 pz. |
| LLG09698550 | Recirculating cooler FL20006temp.-range | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



