



Jeringas de muestreo FORTUNA<sup>®</sup>, vidrio de borosilicato

Poulten & Graf

**Jeringas de muestreo FORTUNA<sup>®</sup>, vidrio de borosilicato**

De vidrio de borosilicato. Cilindro transparente calibrado.

Graduación en ámbar difundida, resistente frente a ácidos y bases.



| Code        | Description                                | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09143055 | Sampling syringes, 25 ml, without stopc    | 1 pz.     |
| LLG09143056 | Sampling syringes, 50 ml, without stopc    | 1 pz.     |
| LLG09143057 | Syringes, boro-glass, cap. 100 ml          | 1 pz.     |
| LLG09143066 | Sampling syringes, 50 ml, with stopcock    | 1 pz.     |
| LLG09143067 | Syringes, boro-glass, cap. 100 mlm, with s | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

