

**Dosificador automático de reactivos CSB DS20****Behr****Dosificador automático de reactivos CSB DS20**

Dosificador para la automatización y aceleración de la dosificación de la solución de dicromato potásico y de ácido sulfúrico en la preparación de muestras CSB. Dosificación en un máximo de 12 muestras al mismo tiempo. Conexión al control directo del agitador magnético de 12 posiciones SM 12/P.

-Dosificación a intervalos optimizada en el tiempo: La dosificación de ácido sulfúrico se realiza en varios pasos, en los que las muestras se mantienen frías y agitadas. Este método acelera la preparación de muestras e impide al mismo tiempo un sobrecalentamiento no normalizado de las muestras durante la adición.

-La adición automática de reactivos impide el contacto directo con los productos químicos.

-Software para el usuario, orientado a la práctica, óptimo para su uso por el usuario de Windows





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

