



## Cestos de transporte, alambre de acero inoxidable

### Cestos de transporte, alambre de acero inoxidable

Acero inoxidable no oxidado, pulido electroquímicamente. Con una asa abatible que se bloquea en su posición. Asa con moldeado de plástico. Hecho de malla de alambre soldada por puntos de 8 x 8 x 1,2 mm de diámetro. Base reforzada con dos barras.



Code	Description	Packaging
LLG09143090	Transport baskets,st.steel wire,400x300	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

