



Contenedor de seguridad Kontamed

Contenedor de seguridad Kontamed

Dimensiones: 225 x 160 x 70 mm. Contenedor higiénico y seguro para los materiales médicos desechados, como jeringas, agujas y escalpelos. Construido en polipropileno resistente a los golpes y al calor de fácil uso. El contenedor de seguridad Kontamed está diseñado con tres ranuras. Una para cánulas y jeringas, evitando el contacto. La segunda ranura para material potencialmente infectado como escalpelos y cuchillas. La tercera permite el desecho de vendajes, guantes, etc. Antes de desechar el contenedor completo, debe activarse el sello de seguridad para asegurar que el contenido es almacenado eficientemente.



Code	Description	Packaging
LLG09264148	KONTAMED Sharps Disposal Sys	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

