



## Sistema de eliminación de agujas Kontamed Mini

### Sistema de eliminación de agujas Kontamed Mini

Recipiente de 115 mm alto x 50 mm diámetro, de polipropileno, color amarillo, con tapa de cierre.

El Kontamed - Mini es resistente al impacto y a la temperatura, fisiológicamente conforme, ecológico, en su combustión no deja residuos.

Kontamed - Mini tiene una ranura para agujas y jeringas. También una base de metal reforzada para evitar que las jeringas u otros objetos cortantes penetren en la base del contenedor

Fácil de guardar en la maleta de un médico, en kits de emergencia o en la bata del médico.



Code	Description	Packaging
LLG09264149	KONTAMED Mini Sharps Disposal System115	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

