



Sistema de eliminación de agujas Kontamed Mini

Sistema de eliminación de agujas Kontamed Mini

Recipiente de 115 mm alto x 50 mm diámetro, de polipropileno, color amarillo, con tapa de cierre.

El Kontamed - Mini es resistente al impacto y a la temperatura, fisiológicamente conforme, ecológico, en su combustión no deja residuos.

Kontamed - Mini tiene una ranura para agujas y jeringas. También una base de metal reforzada para evitar que las jeringas u otros objetos cortantes penetren en la base del contenedor

Fácil de guardar en la maleta de un médico, en kits de emergencia o en la bata del médico.



Code	Description	Packaging
LLG09264149	KONTAMED Mini Sharps Disposal System115	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

