

**Sistemas de digestión en bloque micro Kjeldahl K16, K24 y K40****Behr****Sistemas de digestión en bloque micro Kjeldahl K16, K24 y K40**

Sistemas de digestión de bloque con carcasa de bloque de alta calidad y resistente a la corrosión de acero inoxidable. Con 16, 24 o 40 ranuras de muestra para micro recipientes de digestión Kjeldahl con un volumen de 100 ml. Campana de calefacción y extracción de alta eficiencia con colector de gases de escape.

- Control behr de una sola perilla para una programación especialmente fácil y rápida.
 - Navegación del menú en el idioma nacional.
 - 25 programas de libre configuración para la temperatura del bloque y el tiempo de digestión.
 - Las aplicaciones pueden ser guardadas.
 - Interfaz USB.
 - La puerta de inspección extraíble en la gradilla de inserción permite observar el progreso de la digestión.
- Sistemas completos con recipientes de digestión, gradilla y campana extractora.



Code	Description	Packaging
LLG09843903	Kjeldahl digestion unit in up to 16 pla	1 pz.
LLG09843904	Kjeldahl digestion unit in up to 24 pla	1 pz.
LLG09843905	Kjeldahl digestion unit in up to 40 pla	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

